

移動・移乗支援 B-0007

ロボット技術の介護利用における重点分野

2. 移乗介助機器（非装着型）

機器情報	セーフティオレンジ	
	フランスベッド株式会社	
	◆型番 SB11-FB	◆TAISコード 00200-000450

◆機器の特長と仕様

高齢者の転倒は要介護状態や寝たきりの主な要因となっています。特に車いすのブレーキのかけ忘れは病院や施設で多発する事故のひとつで『ヒヤリ・ハット』が多い用具と言えます。車いすのブレーキのかけ忘れはあるかと尋ねたところ、「ある」との回答は介護福祉施設では96%に達しており、医療施設で68%、在宅では46%になっています。

「SAFETY(セーフティ) オレンジ」は、車いすから立ち上がる際に自動でブレーキがかかり、次に座る時にはブレーキがかかった状態で座ることができるので転倒を予防するとともに介助者の負担を軽減できます。



◆主な対象者

車いすの移乗動作は自立しているが、認知障害、記憶障害のために車いすのブレーキがけに問題を有する人。片まひのためにまひ側のブレーキがけを忘れることのある人。常習的に車いすから転落・転倒を繰り返す人

◆販売価格 128,000円（税抜）

◆販売開始時期 平成23年11月

◆販売実績台数 累計11,640台（レンタル）

◆機器紹介URL http://www.francebed.co.jp/brand_site/SAFETY/

◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	1か月～	6,000円/月額	詳しくはお問合せください
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	1か月～	6,000円/月額	詳しくはお問合せください

◆問合せ先

フランスベッド株式会社 営業企画本部 メディカル商品企画室 山内 閑子
〒163-1105 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー5階
TEL : 03-6894-2350 / FAX : 03-6741-5581

◆担当者からのPRコメント

開発においてデータログで定量的にかけ忘れを記録。又、ブレーキ装置がしっかりかかることを確認しました。