

## 排泄支援 D-0001

ロボット技術の介護利用における重点分野

5.排泄支援機器

機器情報	排便姿勢保持機器 『トイレでふんばる君』
	株式会社ピラニア・ツール
	◆型番 IG-FS02

## ◆機器の特長と仕様

当機器は便座に座って、排泄を行うことに取り組んでいる方々に向けて開発されました。機器利用者は自然な排泄姿勢（前傾姿勢）を安全に維持できると共に、下腹部に当てたクッションによる腹圧補助を同時に実現します。

特長1：安全・安楽な排便姿勢（前傾姿勢）の保持。

特長2：クッションによる腹圧の補助機能。便の排出に必要な腹圧を補助する。

特長3：簡易な導入。機器を壁や床に固定する工事は不要。補足：副次的には機器の利用に慣れることで転落の予防を期待できる。

〔仕様〕鉄・PVC/低反発発泡ウレタン〔サイズ〕W480×D585～615×H610～680（mm）（高さ3段階可変）



## ◆主な対象者

排泄の際に自律的な姿勢の維持が難しい方。端座位がとれない方。排泄石のコントロールが難しく普段は介助により排泄を行っている方。一部、全部介助で座位がとれる方。車椅子に座れる方。便秘症など内臓・消化器系などの疾患のない方

◆販売価格 30,400円（税抜）

◆販売開始時期 平成24年4月

◆機器紹介URL <http://funbaru-kun.net/>

## ◆機器の貸出について（貸出を希望される方は下記の間合せ先までご連絡ください）

項目	対応可否	貸出期間	利用料 目安 (税抜)	利用条件など
1 イベントや研修会等での一時貸出	○	お問い合わせください		返送料のご負担
2 機器導入を前提とした施設への試用貸出	○	お問い合わせください		返送料のご負担

## ◆問合せ先

株式会社ピラニア・ツール 尾田一郎（おだいちろう）

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-1-5 サンパティオ高田馬場425

TEL：03-3360-8567／FAX：03-3362-8358／E-MAIL：toiawase@funbaru-kun.net

## ◆担当者からのPRコメント

おむつはずしのお取り組みや、具体的に利用して頂けそうな方をイメージできましたら是非お申し込み下さい。