

プルダウンにて分野を選択してください▼

14.その他

14.その他の内容 自動体位変換

1.移乗（装着） 2.移乗（非装着） 3.移動（屋外型） 4.移動（屋内型） 5.移動（装着） 6.排泄（排泄物処理） 7.排泄（トイレ誘導）
8.排泄（動作支援） 9.見守り・コミュニケーション（施設） 10.見守り・コミュニケーション（在宅） 11.見守り・コミュニケーション（生活支援）
12.入浴支援機器 13.介護業務支援 14.その他

技術情報

寝返り支援ベッド

フランスベッド株式会社

◆技術の概要・特徴・従来技術との比較（500文字まで）

昼夜を問わず必要となる体位変換作業を、電動で実施する機能を備えた3モーターベッド、通常の電動ベッドが持つ機能（背上げ、脚上げ、ハイロー）に加えて、左右の寝返り動作を追加した電動ベッドとなります。寝返り動作には自動運転モードを備えておりますので、ご利用者に合わせて体位変換を任意の時間で繰り返し対応させる事も可能です。寝返り動作は電動でゆっくり動作させる事が可能となりますので、体位変換の作業労力軽減に加えて、利用者様が体位変換で目覚める事なくゆっくりとお休み頂ける事も大きな特徴となります。体位変換は従来介護職員の手で行うか、エアマット等の圧切り替えがメインでしたが、ベッドに体位変換機能を持たせる事で、マットを選ばず床ズレ予防を行う事が可能となります。



◆想定される用途（150文字まで）

日常的に常時体位変換が必要な入居者様、床ズレのリスクはあるがエアマットを使う事が困難な方、等

◆開発現状

① サンプルあり ② デモ可能 ③ 展示品あり

◆技術紹介URL

http://www.francebed.co.jp/brand_site/negaeri/

◆技術紹介動画

あり <https://www.youtube.com/watch?v=Yi1i8zD3LvI>

◆問合せ先

フランスベッド株式会社

病院施設企画課

堀越 宏

〒163-1102 東京都新宿区西新宿6丁目22-1 新宿スクエアタワー 2階

TEL : 03-6741-5579

／FAX : 03-6741-5540

／E-MAIL : horikoshi_hiroshi@francebed.jp

◆担当者からのPRコメント（50文字まで）

自動運転で体位変換を行う事で、職員様の大きな労力軽減と、利用者様の安眠を得られます。